

ERGONÓMICO
PREVIENE LA
CONTAMINACIÓN

M É X I C O

AHORA
EN
MÉXICO



UN NUEVO CONCEPTO
EN HIGIENE HOSPITALARIA

SANILAB®
Sistema sanitario en microfibra

CEPILLOSINDUSTRIALES.COM.MX



SANILAB®

Sistema sanitario en microfibra

Carro básico Sanilab de limpieza y desinfección para usar herramientas de microfibra.
Se puede modificar adaptando a las necesidades insertando distintos apéndices y accesorios logrando múltiples configuraciones para distintos usos.

- Mejora la productividad
- Más capacidad
- Ultra compactos
- Higiénicos



SA3742



SA3103

Aclaración:

Los carros de limpieza siempre deben permanecer en los pasillos o lugares de tránsito y entrar a la habitación únicamente con la herramienta.



Mop de microfibra y velcro

La utilización de pads en microfibras permiten trabajar tanto en forma vertical en paredes, como horizontal en pisos. Herramienta ideal para trabajar en áreas de salud tales como quirófanos, laboratorios, habitaciones.


Mop completo compuesto de pad de microfibra y amazon con velcro de ajuste.



El mango es de aluminio y ajustable a la altura del trabajo a realizar.



El pad se desprende facilmente del amazon para recambio rápido.



52450



8440

Contenedor de pads con tapa hermética y ruedas.



Contenedor de 22 litros rectangular para apoyar los pads de microfibras y prepararlos para desinfección. Posee tapa hermética para que no se evapore la solución y los pads no se sequen. También ruedas para poder transportar. Ideal para ambientes reducidos.

SANILAB®

Sistema sanitario en microfibra

Productos especiales en microfibra

Usando microfibra usted ahorra tiempo, dinero y esfuerzo!

Aumenta la productividad

- Dura 10 veces mas que otro tejido y limpia 3 veces mas rápido.
- Utiliza 95% menos liquido y quimicos que otro sistema.
- Reduce los costos de trabajo en un 15%

Superior calidad de limpieza

- Elimina la contaminación cruzada por remoción y elimina bacterias de superficies lisas en 94,5%
- Es 4 veces mas efectivo para trabajar sobre superficies porosas.
- Se pueden esterilizar e higienizar a alta temperatura o agentes químicos.
- No raya.

Ergonomia

- Tanto los mops como otros elementos son 35% menos pesados que otros sistemas de trabajo.
- Los productos en microfibra son mucho mas faciles de usar, lavar y descontaminar.



Guante de microfibra que sirve para poder trabajar sobre vidrios , muebles , equipos medicos , plasmas tanto en seco como humedo.

2055



Los paños de microfibra son ideales para uso en salud. Disponibles en 5 colores : blanco , verde , amarillo , azul , rosado para poder diferenciar las áreas de trabajo. Para vidrios, muebles, acero inoxidable, plasmas , computadoras, televisores.

PM100



SA3635

Bandeja portaobjetos para poder llevar todos los elementos de limpieza ordenados.



Duster flexible


La mopa flexible es la herramienta ideal para limpiar en altura y en lugares estrechos o pequeños.

- Cabezal flexible de 51 cm. de largo
- Material de microfibra desmontable y lavable.
- Se puede dar la forma necesaria para entrar en cualquier ángulo.
- Disponible con mango extensible de aluminio y también con mango corto.

Para aire acondicionado, ventiladores de techo, mamparas, plafones de luces, etc.





FD220



FD200



Rendimiento demostrado de microfibra



- Superior textil de microfibra probada para eliminar más del 95% de los microorganismos
- Ayuda a reducir la contaminación cruzada
- Soporta hasta 500 lavadas comerciales

Como hacer para utilizar los pads de microfibra



PASO 1

Llenar con solución desinfectante el contenedor cubriendo solo la cuarta (1/4) parte de los pads a utilizar.



PASO 2

Presionar los pads para ayudar a humectarlos. (Solo hasta saturarlos de líquido). Tapar el contenedor hermético y dejar reposar aproximadamente dos horas.



PASO 3

Tomar el cabo con armazón y adherir el pad al sujetador presionando sobre la mismo.



PASO 4

Mop listo para usar en paredes. Se puede reforzar el trabajo con pulverizador.



PASO 5

Mop listo para usar en pisos. Rinde aproximadamente 60 m². En caso de secarse se puede trabajar con pulverizado.



PASO 6

Desprender el pad utilizado del sujetador con velcro



PASO 7

Depositarlo en una bolsa o contenedor rojo donde estarán junto a otros pads usados y contaminados.



PASO 8

Tomar un nuevo pad para continuar.

TIPS

- Para evitar contaminación cruzada, usar un pad para cada habitación.
- El personal debe utilizar vestimenta apropiada, guantes y protectores oculares.
- El sistema con pads de microfibra ayuda a tener pisos limpios y seguros.

Nota: la microfibra tiene carga electroestática por naturaleza y facilita la retención de partículas muy finas.

Detalle de herramientas en microfibra

SANILAB
Sistema sanitario en microfibra



Mopa microfibra Velcro DUMP

CODIGO	MEDIDA
DM450	40 cm.
DM600	60 cm.



Armazón de mopa DUMP con velcro

CODIGO	MEDIDA
5200	40 cm.
5300	60 cm.



Mango Ergonómico aluminio extensible

CODIGO	MEDIDA
3080	2,00 m.



Paño de microfibra MULTI USO

CODIGO	MEDIDA	COLOR
PM100B	30x30 cm.	Azul
PM100Y	30x30 cm.	Amarillo
PM100G	30x30 cm.	Verde
PM100P	30x30 cm.	Rosa
PM100W	30x30 cm.	Blanco



Guante de microfibra

CODIGO	COLOR
2055	Celeste



Mopa flexible con mango corto

CODIGO
FD200



Kit mopa microfibra armazón, mango ergo.

CODIGO	MEDIDA
52450	40 cm.
53600	60 cm.

Mopa flexible con mango largo

CODIGO
FD220

Detalle de carros hospitalarios

SANILAB
Sistema sanitario en microfibra



**Carro de desinfección
SANILAB**

CODIGO	SA3720
MEDIDA	117X50X100 cm.
COLOR	blanco/gris



**Carro de desinfección
SANILAB**

CODIGO	SA3742
MEDIDA	138X50X113 cm.
COLOR	blanco / gris



**Carro de desinfección
SANILAB**

CODIGO	SA3740
MEDIDA	138X50X113 cm.
COLOR	blanco / gris

Nuevo!



**Carro de desinfección
COMPACTO**

CODIGO	SA3104
MEDIDA	80X50X97 cm.
COLOR	blanco / gris



**Carro de desinfección
SANILAB**

CODIGO	SA3103
MEDIDA	117X50X100 cm.
COLOR	gris



**Carro doble con bandeja
y contenedor**

CODIGO	SA3122
MEDIDA	117X48X102 cm.
COLOR	blanco / gris



**Carro doble de residuos
patológicos SANILAB**

CODIGO	SA3118
MEDIDA	75X48X102 cm.
COLOR	blanco / gris



**Carro de residuos
patológicos SANILAB**

CODIGO	SA3730
MEDIDA	134X48X100 cm.
COLOR	blanco / gris



**Carro de transporte
SANILAB**

CODIGO	SA3714
MEDIDA	88X48X100 cm.
COLOR	blanco/gris



**Carro utilitario c/ bandeja
y balde hermético**

CODIGO	SA3716
MEDIDA	117X48X100 cm.
COLOR	blanco / gris



**Carro utilitario
SANILAB c/cobertor**

CODIGO	SA3119
MEDIDA	88X48X100 cm.
COLOR	blanco / azul



**Carro lavandería
SANILAB c/organizador**

CODIGO	SA3117
MEDIDA	75X35X100 cm.
COLOR	blanco / azul



Balde hermético con tapa y ruedas

CODIGO	8440
COLOR	azul/rojo



Balde hermético 22 litros

CODIGO	8444
COLOR	azul/rojo



Tapa de balde hermético

CODIGO	8446
COLOR	azul



Bandeja portaobjeto CARRY

CODIGO	SA3635
COLOR	celeste



Balde 8 litros para uso microfibras

CODIGO	8107
COLOR	azul/verde/amarillo/rojo



Spray Mop
Kit completo de mango con dosificador y mop de microfibras.

CODIGO	100523
C. X CAJA	5 unidades

- Ideal para aplicar desinfectantes en pisos y paredes en quirófanos, hospitales, clínicas y laboratorios.
- Fácil de operar
- Seguro y eficiente
- Ergonómico

Nuevo!

Nuevo!

Nuevo!

Bolsa recambiable para pala de fluidos, con logo de desechos patógenos

CODIGO	4442
C. X CAJA	20 unidades



Pala de Fluidos y Derrames con secador móvil

CODIGO	4440
C. X CAJA	5 unidades

- Ideal para recolectar fluidos y semisólidos en quirófanos, hospitales y laboratorios.
- Fácil de descontaminar
- Ergonómico
- Seguro de operar
- Sistema de bolsa contenedora descartable.

